

## دستور العمل نمونه گیری اسکاچ تست

نحوه نمونه گیری اسکاچ تست:

- 1- یک عدد لام شیشه‌ای تمیز از آزمایشگاه دریافت کنید.
- 2- با توجه به اینکه این آزمایش با هدف تشخیص آلودگی ناشی از کرم سنجاقی (کرمک) بوسیله مشاهده تخم آن در زیر میکروسکوپ صورت می‌گیرد و از آنجائیکه این کرم شب هنگام در نواحی اطراف مقعد تخم ریزی می‌کند نمونه گیری را صبح و قبل از رفتن به توالت یا حمام کردن انجام دهید.
- 3- دست‌های خود را با آب و صابون بشوئید.
- 4- یک قطعه نوار چسب اسکاچ به طول 5 سانتی متر بریده و دو طرف آن را با انگشتان خود بگیرید.
- 5- بیمار را روی شکم خوابانده و چسب را به طور کامل بر روی چین‌های مخاطی اطراف مقعد چسبانده و پس از مدت زمان کوتاهی نوار چسب را جدا کنید.
- 6- عمل فوق را مکرراً دور تا دور چین مخاطی مقعد انجام دهید.
- 7- در آخر چسب را روی لام شیشه‌ای چسبانده و در آزمایشگاه به بخش آنالیز ادرار و انگل‌شناسی تحویل دهید.